

# Zubehör für Kryo-Mühle LM200

Beschreibung	Für	Menge pro VE	Bestell Nr.
4 x 20 ml Mahlgarnitur: Impaktor und Endstopfen aus Edelstahl, Mittelzylinder aus PC	LM200	1	4.682 558
4 x 20 ml Mahlgarnitur: Impaktor und Endstopfen aus chromfreiem Edelstahl, Mittelzylinder aus PC	LM200	1	4.682 562
Adapter für 100 ml Mahlbecher	LM200	1	4.682 564
Adapter für 20 ml Mahlbecher	LM200	1	4.682 565
Komfort Mahlgarnitur	LM200	1	4.682 567
200 ml Mittelzylinder aus PC	LM200	1	4.682 568
100 ml Mittelzylinder aus PC	LM200	1	4.682 571
4 x 20 ml Mittelzylinder aus PC	LM200	4	4.682 574
Impaktor für 200 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	1	4.682 569
Impaktor für 100 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	1	4.682 572
Impaktor für 4 x 20 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	4	4.682 575
Endstopfen für 200 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	2	4.682 570
Endstopfen für 100 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	2	4.682 573
Endstopfen für 4 x 20 ml Zylinder, Edelstahl	LM200	8	4.682 576
Vor-Korb	LM200	1	4.682 577
Kryo-Kit	LM200	1	4.682 578