

VarioPrep präparative SÄULEN NUCLEODUR®

VarioPrep Säulen erfordern einen VP Säulhalter.

USP Einstufung:	L1
Trennprinzip:	Umkehrphase
Eluent Säule:	Acetonitril/Wasser
Ø innen:	8 mm
Länge:	10 mm
Partikeltyp:	vollporös
Endcapped:	Ja
Kohlenstoffgehalt:	17,5 %
pH Stabilität:	1 ... 9
Max. Temperaturbeständigkeit:	60 °C

Methode	Material Säule	Menge pro VE	Bestell Nr.
präparativ	Edelstahl	2	4.004 769

Zubehör:
VarioPrep Säulhalter